

Laminar Flow SOMMER-CHECK




Passt Ihre **Laminar** noch zu Ihrem **Flow**?

Name / Einrichtung: _____

Datum: _____

Workflows können sich ändern, genau wie Vorgaben, Materialien und Anwendungen. Damit verändern sich auch die **Anforderungen an Ihre Sicherheitswerkbank.**

Deshalb machen wir den **Laminar Flow Summer Check**. Dabei greifen wir auf mehr als 20 Jahre Zusammenarbeit mit **Baker, ehemals Veenstra**, zurück. Die langjährige Erfahrung von Baker im Bereich Laminar-Flow- und Sicherheitswerkbänke bildet gemeinsam mit unserer Planungs- und Servicekompetenz die fachliche Grundlage dieser Reihe.




rapp-iso


SO FUNKTIONIERT DER CHECK

Beantworten Sie jede Frage mit „Ja“, „Nein“ oder „Unsicher“.

Mehrere Antworten mit „Nein“ oder „Unsicher“? Dann lohnt sich ein genauer Blick auf Ihre bestehende Sicherheitswerkbank. _____




rapp-iso



1. Strahlenschutz & Radionuklide	JA	NEIN	UNSICHER
Ist die vorhandene Abschirmung für die aktuell verwendeten Radionuklide ausreichend?	☐	☐	☐
Ist die Sicherheitswerkbank auch für neuere oder künftig geplante Radionuklide geeignet?	☐	☐	☐
Wurde die Bleidicke in den letzten Jahren noch einmal fachlich überprüft?	☐	☐	☐
Sind zusätzliche Abschirmungen für Vials, Spritzen oder Generatoren notwendig?	☐	☐	☐
Gibt es Bereiche, an denen die Abschirmung im täglichen Arbeitsablauf nicht optimal ist?	☐	☐	☐

2. Generatoren & Arbeitsprozesse	JA	NEIN	UNSICHER
Ist der Generatorsafe für alle aktuell eingesetzten Generortypen geeignet?	☐	☐	☐
Ist die Nutzung eines Galliumgenerators möglich oder nachrüstbar?	☐	☐	☐
Können Generatoren ergonomisch und sicher eluiert werden?	☐	☐	☐
Ist ausreichend Platz für Generator, Aktivimeter, Abfallbehälter und Arbeitsmaterialien vorhanden?	☐	☐	☐
Sind die Arbeitswege innerhalb der Sicherheitswerkbank logisch und effizient aufgebaut?	☐	☐	☐





3. Ergonomie & tägliches Arbeiten

JA

NEIN

UNSICHER

Ist ergonomisches Arbeiten über längere Zeit möglich?	☐	☐	☐
Gibt es eine stabile Armauflage oder angenehme Arbeitsposition?	☐	☐	☐
Sind alle relevanten Arbeitsbereiche gut erreichbar?	☐	☐	☐
Ist die Sicht auf den Arbeitsbereich ausreichend?	☐	☐	☐
Gibt es im Alltag wiederkehrende Bewegungen, die umständlich oder körperlich belastend sind?	☐	☐	☐

4. Hygiene & Reinigung


JA

NEIN

UNSICHER

Lässt sich die Arbeitsfläche einfach und hygienisch reinigen?	☐	☐	☐
Sind Oberflächen glatt, fugenarm und gut zugänglich?	☐	☐	☐
Ist die Frontscheibe leicht zu öffnen beziehungsweise zu reinigen?	☐	☐	☐
Gibt es schwer erreichbare Ecken oder Kanten?	☐	☐	☐
Ist eine Flüssigkeitsauffanglösung vorhanden oder nachrüstbar?	☐	☐	☐






5. Materialbeständigkeit	JA	NEIN	UNSICHER
Ist die Arbeitsfläche säurebeständig?	☐	☐	☐
Ist die Sicherheitswerkbank für den Umgang mit Galliumgeneratoren geeignet?	☐	☐	☐
Sind Oberflächen gegen die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig?	☐	☐	☐
Gibt es sichtbare Abnutzung, Korrosion oder beschädigte Oberflächen?	☐	☐	☐
Entspricht die Materialausführung noch den heutigen Anforderungen?	☐	☐	☐

6. Luftführung, Filter & Sicherheit	JA	NEIN	UNSICHER
Wurde die Luftströmung regelmäßig geprüft?	☐	☐	☐
Sind Filterstatus und Filterwechselintervalle dokumentiert?	☐	☐	☐
Ist der Zustand der HEPA-/H14-Filter bekannt?	☐	☐	☐
Wird zusätzlich ein Aktivkohlefilter benötigt?	☐	☐	☐
Gibt es Auffälligkeiten bei Alarmen, Luftstrom oder Geräuscentwicklung?	☐	☐	☐





7. Service, Wartung & Zukunftssicherheit	JA	NEIN	UNSICHER
Wird die LFB regelmäßig gewartet?	☐	☐	☐
Sind Ersatzteile und Service für das vorhandene Modell langfristig verfügbar?	☐	☐	☐
Gibt es wiederkehrende Störungen oder Reparaturen?	☐	☐	☐
Wären Upgrades wirtschaftlicher als eine komplette Neuanschaffung?	☐	☐	☐
Ist die Sicherheitswerkbank auf kommende Anforderungen, Normen und Arbeitsprozesse vorbereitet?	☐	☐	☐

IHR ERGEBNIS

Zählen Sie Ihre Antworten zusammen:
JA: ____ NEIN: ____ UNSICHER: ____

Mehrere Antworten mit „Nein“ oder „Unsicher“? Dann lohnt sich ein genauer Blick auf Ihre Sicherheitswerkbank. Rapp-iso unterstützt Sie gerne bei der Einschätzung.



Eine Sicherheitswerkbank muss nicht nur funktionieren.


Sie sollte zu Ihren heutigen Anwendungen, Radionukliden und Arbeitsabläufen passen.



UNSER TIPP

Prüfen Sie Ihre Sicherheitswerkbank nicht erst dann, wenn Arbeitsabläufe umständlich werden oder neue Anforderungen eine schnelle Lösung verlangen.

**Lassen Sie uns Ihre Sicherheitswerkbank
gemeinsam prüfen.**



rapp-iso

rapp-iso GmbH

Mehlbydiek 50 24376 Kappeln

+494642 96429-0

info@rapp-iso.de

**JETZT KOSTENLOSE ERSTBERATUNG
ANFRAGEN**